



Artikelnummer 1000021343

ABENA®

## Binda, ABENA Let, Normal, vit, rosa färgkod, med SAP

- ✓ Icke-vävt material med genomströmningsbaksida, används som en booster
- ✓ 100 % andningsförmåga stödjer frisk hud
- ✓ Olika storlekar och absorptionsnivåer



### Produktbeskrivning

ABENA Let-produktsortimentet är en rektangulär lösning för breda applikationer. Både ABENA Let Airlaid Super, Normal och Maxi används främst som förstärkningsskydd för att ge extra absorption, men kan också användas som en förlösningssbinda eller fungera som ett sekundärt absorberande skydd för andra kroppsvätskor. De helt andningsbara kuddarna med en non-woven baksida hjälper till att bibehålla frisk hud och säkerställa optimal komfort för användaren. De finns i olika storlekar och absorptionsnivåer. ABENA Let Normal och Airlaid innehåller båda superabsorberande polymer (SAP) som en del av odörsystemet.



### Produktspecifikationer

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbenämning                        | Binda                                                                            |
| Varumärke                               | ABENA                                                                            |
| Undervarumärke                          | Let                                                                              |
| Storlek                                 | Normal                                                                           |
| Färg                                    | Vit                                                                              |
| Funktioner                              | Rosa färgkod, med SAP                                                            |
| Material                                | ECF-fluff, Andningsbar textil baksida (BTBS), elasthan, nonwoven, PP, harts, SAP |
| Längd/djup                              | 39 cm                                                                            |
| Bredd                                   | 14 cm                                                                            |
| Tolerans                                | +/- 10%                                                                          |
| Absorption (Rothwell)                   | 513 ml                                                                           |
| Praktisk absorption                     | 171 ml                                                                           |
| Kön                                     | Unisex                                                                           |
| Märkningar                              | CE. Svanenmärket. MD. UKCA.                                                      |
| Svanenmärkets licensnr.                 | 5023 0001                                                                        |
| CE-klass                                | Klass I                                                                          |
| Produkt- eller teststandarder           | ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485                                      |
| Direktiv, förordningar och lagstiftning | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Säkerhetsanvisningar och varningar      | Förvaras utom räckhåll för barn                                                  |
| Hållbarhetstid                          | 5 år                                                                             |
| Hållbarhet, öppnad                      | 5 år                                                                             |
| Förvaringsinstruktioner                 | Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus.              |
| Instruktioner för produktkassering      | Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.     |
| Instruktioner för förpackningskassering | Kan återvinnas eller förbrännas.                                                 |

## Bruksanvisning

Rektangulärt skydd för bred användning. Används främst som en booster tillsammans med en annan inkontinensprodukt, för att öka den totala absorptionsförmågan. Om den inte används som booster rekommenderas det att bära fixeringsbyxor, till exempel våra ABENA Fix-produkter. Fixeringsbyxan säkerställer en bra passform och minskar risken för läckage. Igenkänning av produktstorlek med hjälp av färgkoder och namn.

## Förpackning

| Enhet | Innehåll | Längd | Bredd | Höjd    | EAN           |
|-------|----------|-------|-------|---------|---------------|
| krt   | 9 fp     | 77 cm | 30 cm | 37.5 cm | 5713571001295 |
| fp    | 34 st    | 26 cm | 12 cm | 22 cm   | 5713571001288 |



Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



UKCA-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda samt att den efterlever alla säkerhetsåtgärder i linje med produktstandarder och lagstiftning i Storbritannien.



Din garanti att våra produkter blivit testade mot ingredienser vilka potentiellt kan orsaka hudirritation. Tester genomförda av ett oberoende tredjepartslaboratorium.



Odörkontroll är mycket viktigt för att säkerställa diskret användning. ABENAs inkontinensprodukter är designade och konstruerade för att säkerställa att minimal lukt uppstår från produkten.



Produkten är fullt andningsbar, vilket gör den bekväm att använda under längre tid. Hjälper till att bibehålla hudens integritet.



Påsen med denna symbol är tillverkad av minst 60 % PCR-plast (återvunnen konsumentplast), som tidigare använts av konsumenterna. Detta gör att vi kan minska vårt plastavfall och hjälpa till att ta hand om miljön.



The Flow Through symbol indicates that the incontinence product can be used as a "booster", which means that the product can be placed into other incontinence products to provide extra absorbency. The booster products have a backsheet made of non-woven materials, where urine can flow through the backside of the product.



Droppsysteem som visar absorptionsförmåga. Ju fler droppar, desto högre absorption. Skala från 1 till 9 droppar.



Produkten innehåller inte latex.

