



Artikelnummer 1000031814



Kinesiologitejp, ABENA, 5m x 5cm, 2-pack, svart och blå, latexfri, osteril

- ✓ Kinesiologitejp av bomull och spandex säkerställer komfort och hållbarhet
- ✓ 2 rullar per paket i färgerna blå och svart
- ✓ latexfri material minimerar risken för allergiska reaktioner
- ✓ Elastiska fibrer stödjer optimalt blodflöde och muskelavslappning



Produktbeskrivning

Abena kinesiologitejp är tillverkad av en blandning av bomull och spandex, vilket säkerställer optimal elasticitet och komfort. Den elastiska fiberstrukturen förbättrar blodflödet och hjälper till att minska muskelspänning, samt stödjer aktivering och avlastning av muskler. Detta gör tejpens idealisk för återhämtning och förebyggande av idrottsskador, samt för stöd av senor och leder. Tejpen är latexfri.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Kinesiologitejp
Varumärke	ABENA
Funktioner	2-pack, svart och blå, latexfri, osteril
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångsanvändning
Material	Bomull, spandex
Längd/djup	5 m
Bredd	5 cm
Märkningar	CE. MD.
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Säkerhetsanvisningar och varningar	Rådgör med en läkare eller fysioterapeut om du har skador eller osäkerheter. Personer med känslig hud bör testa produkten på ett litet hudområde i 24 timmar innan användning. Om irritation uppstår bör du sluta använda produkten omedelbart. Applicera inte produkten direkt på ett sår. Endast för utvärtes bruk.
Hållbarhetstid	Enligt utgångsdatum
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rent och i rumstemperatur.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.

Bruksanvisning

Applicera tejpens direkt på huden. De bästa resultaten uppnås om huden är ren och torr. Tejpen kan användas i upp till 7 dagar, men det rekommenderas att byta den var tredje dag för att uppnå bästa möjliga effekt. Klipp tejpens i lämpliga längder och runda sedan hörnen. Applicera tejpens enligt instruktionerna och dina behov.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	112 rl	32 cm	43 cm	33 cm	6978479040275
fp	2 rl	5.8 cm	7.5 cm	15.5 cm	6978479040268
rl	1 rl				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten är endast avsedd för engångsbruk.



Produkten innehåller inte latex.

