



Artikelnummer 1999915562



Hygienunderlägg, ABENA Underpads Washable, 85x75cm, Med bäddflikar

- ✓ Tvättbart absorberande underlägg
- ✓ Överlägsen användarkomfort
- ✓ OEKO-TEX-certifierad
- ✓ Andningsbart och vätskesäkert material
- ✓ Trygghet & skydd dygnet runt
- ✓ Mjukt, slätt material
- ✓ Tål minst 100 tvättar



Produktbeskrivning

ABENA tvättbara underlägg används främst som skydd för sängar och madrasser och ger användaren trygghet i alla situationer. Underläggen är tillverkade av ett tvättbart material som tål att tvättas i temperaturer upp till 95 °C. Detta gör lakanet till en både praktisk och diskret lösning för användare som vill ha extra skydd vid inkontinensproblem. Underläggen har ett vätskesäkert barriärskikt för att förhindra läckage. Materialet är också andningsbart och ytan är mjuk och slät för optimal användarkomfort. Underläggen är utformade med rundade hörn för att minska slitage vid regelbunden tvätt. ABENA Washable finns i två specialutföranden: med bäddflikar eller handtag. Våra underlägg med bäddflikar är särskilt lämpliga för aktiva och rastlösa användare, eftersom bäddflikarna på sidorna ser till att underlägget ligger på plats. Den andra varianten med handtag på sidorna är mycket praktisk i situationer där det behövs hjälp med ompositionering, eftersom handtagen gör det enkelt att vända eller flytta användaren i sängen.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Hygienunderlägg
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Underpads Washable
Underfärg	Ljusblå
Egenskaper	Med bäddflikar
Engångs- eller flergångsanvändning	Flergångsbruk
Material	Bomull, polyester, rayon, TPU
Längd/djup	85 cm
Bredd	75 cm
Absorption (Rothwell)	2000 ml
Praktisk absorption	667 ml
Märkningar	CE. OEKO-TEX. MD. UKCA.
OEKO-TEX licensnr.	SHHO 094484 TESTEX
CE-klass	Klass I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Hållbarhetstid	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser. Vid misstanke om kontaminering ska produkten kasseras som kliniskt avfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Se till att underlägget placeras med den blå sidan nedåt på madrassen. Se till att underlägget är helt slätt. För optimalt skydd rekommenderar vi att du tvättar produkten före användning. Kan tvättas upp till 100 gånger.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	36 st	70.6 cm	32.4 cm	46.9 cm	5713571007129
st	1 st				5713571007112



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



UKCA-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda samt att den efterlever alla säkerhetsåtgärder i linje med produktstandarder och lagstiftning i Storbritannien.



OEKO-TEX, även kallat "Tilltro till Textilier", är en hälso- och miljömärkning som används över hela världen. Certifieringen intygar att textilier inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.



Din garanti att våra produkter blivit testade mot ingredienser vilka potentiellt kan orsaka hudirritation. Tester genomförda av ett oberoende tredjepartslaboratorium.



Produkten är fullt andningsbar, vilket gör den bekväm att använda under längre tid. Hjälper till att bibehålla hudens integritet.



Produkten har en mycket mjuk yta för att säkerställa en bekväm passform.



Vätskesäker baksida för extra läckageskydd.



Produkten är designad med flikar som hjälper till att hålla underlägget på plats när användaren rör sig.

