



Artikelnummer 216206

## Sköljvätska, Uro-Tainer Twin, citronsyra/vatten, Solutio R, 6 % citronsyra, 2 x 30 ml

✓ Twin – för bättre användning



### Produktbeskrivning

Uro-Tainer Twin Suby G med antingen 3,23 % eller 6 % citronsyra används för att skölja permanenta katetrar, om det finns tendens till kateterstopp eller avlagringar. Frekvens för sköljningen beror på problemets omfattning – se bruksanvisningen. Urotainer Twin-satsen består av två kamrar med 30 ml lösning vardera, så att samma sats kan användas till två sköljningar. Uro-tainer Mono består av en 100 ml enkel kammare med sköljvätska. Behandling med Uro-Tainer Twin Suby G kan kombineras med Uro-Tainer Twin Solutio R. Behandling med Uro-Tainer-lösningar ska inte ske samtidigt som behandling för cystit.



STERILE

### Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Sköljvätska
Varumärke	Uro-Tainer
Undervarumärke	Twin
Funktioner	Solutio R, 6 % citronsyra, 2 x 30 ml
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångsanvändning
Material	Citronsyra, vatten
Steriliseringmetod	A
Märkningar	CE.
CE-klass	Klass IIa
Direktiv, förordningar och lagstiftning	93/42/EEC
Hållbarhetstid	Enligt utgångsdatum
Förvaringsinstruktioner	Förvaras kallt, torrt, rent och skyddat från direkt solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

### Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	10 st	35.5 cm	18 cm	9 cm	4030539048903
st	1 st				



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten är PVC-fri (PVC är en plast tillverkad av polyvinylklorid).

**STERILE**

Produkten är steril