



Artikelnummer 220265

Sårkontaktlager, Mepitel One, 18x10cm, Med silikonlim, sterilt

- ✓ Minimerar trauma och smärta vid bandagebyten
- ✓ Fäster endast på ena sidan för enklare applicering
- ✓ Kan sitta kvar på såret i upp till 14 dagar
- ✓ Kostnadseffektiv sårläggning utan avbrott



Produktbeskrivning

Mepitel One är ett sårkontaktlager av polyester belagt med silikonlim på ena sidan. Silikonlimmet fäster försiktigt på torr hud och kan tas bort utan att skada huden. Detta minskar smärta och trauma vid förbandsbyte. Silikon tätar sårkanterna och minskar därmed risken för maceration. Kan sitta kvar på såret i upp till 14 dagar. Kan klippas för att passa. Fixera med lämpligt sekundärt bandage.



STERILE

Produktspecifikationer

| | |
|---|--|
| Artikelbenämning | Sårkontaktlager |
| Varumärke | Mepitel |
| Undervarumärke | One |
| Funktioner | Med silikonlim, sterilt |
| Engångs- eller flergångsanvändning | Engångsanvändning |
| Ingredienser/sammansättning | Panet, med silikon |
| Längd/djup | 18 cm |
| Bredd | 10 cm |
| Steriliseringmetod | ETO |
| Märkningar | CE. MD. |
| CE-klass | Klass IIb |
| Direktiv, förordningar och lagstiftning | MDR (EU) 2017/745 |
| Säkerhetsanvisningar och varningar | När Mepitel One används vid brännskador eller ansiktsrekonstruktion kan det lämna märken om produkten inte används korrekt. Såret bör inspekteras för tecken på infektion enligt nuvarande praxis. Om det finns tecken på infektion, kontakta en läkare. Om Mepitel One används på patienter med epidermolysis bullosa bör man byta förband mer noggrant eftersom vidhäftningen hos Mepitel One är starkare än hos Mepitel. Mepitel One används för brännskador behandlade med ett transplantat: Undvik onödigt tryck på förbandet. Mepitel One används vid ansiktsrekonstruktion: Undvik onödigt tryck på förbandet, lyft och flytta på förbandet minst varannan dag. När Mepitel One används för fixering av hudtransplantationer och blåsor bör förbandet inte bytas förrän på den femte dagen. |
| Hållbarhetstid | 3 år från tillverkningsdatum |
| Förvaringsinstruktioner | Förvaras kallt, torrt, rent och skyddat från direkt solljus. |
| Instruktioner för produktkassering | Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser. |
| Instruktioner för förpackningskassering | Kan återvinnas eller förbrännas. |

Förpackning

| Enhet | Innehåll | Längd | Bredd | Höjd | EAN |
|-------|----------|---------|---------|---------|---------------|
| krt | 70 st | 29 cm | 19.6 cm | 15.4 cm | 7323190232444 |
| fp | 10 st | 26.8 cm | 14 cm | 2.5 cm | 7323190232451 |
| st | 1 st | | | | 7332430989925 |



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten är endast avsedd för engångsbruk.

STERILE

Produkten är steril