




Artikelnummer 245732

Hälavlastare, Levabo Heel Up, Medium, 25x18x39cm, vit

- ✓ Används på en patient för bra hygien
- ✓ Lätt och enkel att använda
- ✓ Bra komfort
- ✓ Mjukt, hudvänligt, fuktabsorberande och värmetransporterande material



Produktbeskrivning

Levabo Heel Up är en hygienisk och miljövänlig uppblåsbar avlastningsprodukt för engångsbruk. Produkten ger optimal komfort och hygien vid behandling och förebyggande av trycksår. Heel Up är särskilt lämplig för att effektivt förebygga och behandla tryckskador i hälregionen. Det yttre lagret är tillverkat av mjukt, smidigt, värme- och fuktabsorberande gasvävsmaterial, vilket gör hälavlastaren bekväm att sova med. Blåses upp före användning och anpassas efter den enskilda användarens anatomi och behov. Under applicering formas sidorna runt vristen och fästes med medföljande fixeringsband. Kan användas på samma patient flera gånger.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Hälavlastare
Varumärke	Levabo
Undervarumärke	Heel Up
Modell	Medium
Färg	Vit
Engångs- eller flergångsanvändning	en patient, flera användningsområden
Ingredienser/sammansättning	PE, PP
Längd/djup	25 cm
Bredd	18 cm
Höjd	39 cm
Märkningar	CE. MD.
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	36 st	35.8 cm	27 cm	49 cm	5711014740077
fp	12 st	35 cm	26 cm	16 cm	5711014720079
st	1 st				5711014700071



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten kan tvättas i högst 60 grader.