




Artikelnummer 246653

ABENA ABRI-BED

Förstärkt skyddslakan, ABENA Abri-Bed Ultra Light, 1 lager, 175x80cm, Med 48 trådar

- ✓ Absorberande material
- ✓ Lätt och hygieniskt
- ✓ Vätsketätt spärrskikt och förseglade kanter
- ✓ Förstärkt med trådar
- ✓ Dermatologiskt testat
- ✓ Finns i olika storlekar
- ✓ FSC



Produktbeskrivning

Abri-Bed Ultra Light skyddslakan används för att skydda t.ex. sängar och britsar. Skyddslakanet har en absorberande yta och ett vätsketätt spärrskikt, och de förseglade kanterna ger optimalt skydd mot läckage. Trådarna gör skyddslakanet extra starkt och det kan användas för att enkelt flytta användare i sängen. Med skyddslakan för engångsbruk minskar risken för kontaminering och hygien förbättras. Abri-Bed Ultra Light finns i olika storlekar.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Förstärkt skyddslakan
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Abri-Bed Ultra Light
Färg	Vit
Egenskaper	Med 48 trådar
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångsanvändning
Material	PE, papper, nyfiber
Längd/djup	175 cm
Bredd	80 cm
Antal lager	1 lager
Märkningar	CE.
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Hållbarhetstid	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser. Vid misstanke om kontaminering ska produkten kasseras som kliniskt avfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Skyddslakanet måste placeras med PE-sidan nedåt mot sängen eller britsen. Se till att skyddslakanet ligger helt slätt innan det används.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	100 st	48 cm	29 cm	23.5 cm	7331246003290



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten kan beställas på begäran.



Produkten är endast avsedd för engångsbruk.