



Artikelnummer 1000009700

Urinpåshållare, CarePocket Premium, M, blå

✓ Oeko-tex

✓ Latex_fri



Produktbeskrivning

Används för att fixera urinpåsen vid lår eller vad. Urinpåshållaren dras upp på benet och urinpåsen placeras där. Urinpåsen kan tömmas via en öppning i hållarens botten. Kan tvättas vid 60 grader Celsius.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Urinpåshållare
Varumärke	CarePocket
Undervarumärke	Premium
Storlek	M
Färg	Blå
Engångs- eller flergångsanvändning	Flergångsbruk
Material	Elastan, polyester
Ingredienser/sammansättning	80 % polyester, 20 % elastan
Låromkrets	40-50 cm
Märkningar	CE. OEKO-TEX. MD.
OEKO-TEX licensnr.	6234-7001
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Hållbarhetstid	Enligt utgångsdatum
Tvättråd	Tvätta i 60 °C i tvättpåse följt av lätt torktumling. Tål att tvättas upp till 25 gånger.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser. Vid misstanke om kontaminering ska produkten kasseras som kliniskt avfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	40 st	38.6 cm	19.7 cm	13 cm	5703936000520
fp	5 st	21 cm	17.5 cm	4.5 cm	5703936000513
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

STANDARD
100

OEKO-TEX, även kallat "Tilltro till Textiler", är en hälso- och miljömärkning som används över hela världen. Certifieringen intygar att textilier inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.



Tål ej blekning.



Kemtvätta inte produkten.



Tål ej strykning.



Produkten innehåller inte latex.



Tål torktumling på låg värme.



Produkten kan tvättas i högst 60 grader.