

Artikelnummer 221495

Sårkontaktlager, Silflex, 10x8cm, klar, Med silikonhäftämne, latexfri, steril

- ✓ Skyddar såret
- ✓ Fäster även på torr hud
- ✓ Minskar smärta vid byte av förband
- ✓ Fuktig sår läkningsmiljö



Produktbeskrivning

Silflex är ett atraumatiskt sårkontaktlager, impregnerat med mjukt silikonhäftämne på båda sidor. Används som sårkontaktskikt i sårbädden, där det fäster på den torra huden runt såret, men inte i såret. Tillåter god passage för exsudat. Minskar smärta vid förbandsbyten. Används som sårkontaktlager. Kan klippas till önskad storlek. Kan sitta kvar i upp till 14 dagar. Används tillsammans med lämpligt sekundärt förband.



STERILE

Produktspecifikationer


Artikelbenämning	Sårkontaktlager
Varumärke	Silflex
Färg	Klar
Funktioner	Med silikonhäftämne, latexfri, steril
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångsanvändning
Material	Polyester, silikon
Längd/djup	10 cm
Bredd	8 cm
Märkningar	CE.
CE-klass	Klass IIb
Direktiv, förordningar och lagstiftning	93/42/EEC
Hållbarhetstid	Enligt utgångsdatum
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Förpackning


Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	300 st	58 cm	22 cm	24.5 cm	
fp	10 st	18.5 cm	19.5 cm	2 cm	5060031472967
st	1 st				5060031472950



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

Produkten innehåller inte latex.

The symbol shows the word "LATEX" inside a circle with a diagonal slash through it, indicating the absence of latex.

Produkten är steril


The symbol consists of the word "STERILE" in white capital letters inside a black rectangular box.