
Artikelnummer 228010

Spruta, BD Discardit, 10 ml, transparent, luer, centrerad, 2-komponent, steril, engångsanvändning

✓ för sköljning, uppsugning, injektioner, blodprov



Produktbeskrivning

För sköljning, uppsugning, injektioner, blodprov.



Produktspecifikationer


| | |
|---|---|
| Artikelbenämning | Spruta |
| Varumärke | BD |
| Undervarumärke | Discardit |
| Underfärg | Transparent |
| Funktioner | Luer, centrerad, 2-komponent, steril |
| Engångs- eller flergångsanvändning | Engångsanvändning |
| Material | PE, PP |
| Volym, brutto | 10 ml |
| Märkningar | CE. |
| CE-klass | Klass Is |
| Direktiv, förordningar och lagstiftning | 93/42/EEC |
| Hållbarhetstid | 5 år |
| Förvaringsinstruktioner | Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus. |
| Instruktioner för produktkassering | Intakta förpackningar förbränns, trasiga förpackningar kasseras som riskavfall för förbränning. |
| Instruktioner för förpackningskassering | Kan återvinnas eller förbrännas. |

Förpackning

| Enhet | Innehåll | Längd | Bredd | Höjd | EAN |
|-------|----------|---------|---------|---------|----------------|
| krt | 1200 st | 59.5 cm | 40.3 cm | 42.9 cm | 50382903091107 |
| fp | 100 st | 42 cm | 14.5 cm | 13 cm | 30382903091103 |
| st | 1 st | | | | |



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

 **Produkten innehåller inte latex.**

STERILE **Produkten är steril**