



Artikelnummer 232742



Explorationsgel, ABENA, 250 ml, klar, flaska med krok, kan användas för ultraljudsskanning



Produktbeskrivning

Används för undersökningar och för användning med doppler. Produkten har en hög viskositet som gör den enkel att applicera. Även för invärtes bruk. Använd på hel hud (ej skadad hud).



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Explorationsgel
Varumärke	ABENA
Färg	Klar
Funktioner	Flaska med krok, kan användas för ultraljudsskanning
Ingredienser/sammansättning	Vatten, glycerin, hydroxietylcellulosa, citronsyra, fenoxietanol, natriumbensoat.
Innehållsförteckning	Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.
Volym, brutto	250 ml
Märkningar	CE. MD. Vegan Society. Asthma Allergy Nordic.
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Hållbarhetstid	30 månader
Hållbarhet, öppnad	12 månader
Förvaringsinstruktioner	Förvara frostfritt i originalförpackning. Undvik höga temperaturer och direkt solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	15 st	28.5 cm	27 cm	15 cm	5707761000014
st	250 ml				5707761000014



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Asthma Allergy Nordic är ett bevis på att produkten rekommenderas av experterna från Asthma-Allergy Nordic. Produkter med märkningen innehåller inte parfym eller färgämnen och utgör minimal risk för utveckling av hudallergi.



Produkter med Vegan Society-certifikatet innehåller inga animaliska ämnen och har inte testats på djur.

