

Artikelnummer 232790

Prober, engångsanvändning



Produktbeskrivning

Används som överdrag till örontermometer Braun ThermoScan Pro 3000, 4000 och 6000. För att förebygga korskontaminering och infektioner.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Prober
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångsanvändning
Material	PP
Märkningar	CE. MD.
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus.
Instruktioner för produktkassering	Leverera till återvinningsanläggningen.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	800 st	30.5 cm	13 cm	8.7 cm	732094321043
fp	200 st	29.7 cm	8 cm	3 cm	732094314649
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

