



Artikelnummer 91197

Första hjälpen-station, OX-ON Comfort, steril

- ✓ Levereras med 500 ml ögonsköljflaskor
- ✓ Hygienisk
- ✓ Det finns plats för 2 flaskor à 500 ml ögonskölj
- ✓ Lätt att använda
- ✓ Enkla och begripliga bruksanvisningar
- ✓ Levereras med spegel
- ✓ Kan väggmonteras
- ✓ Natriumklorid 0,9 %



Produktbeskrivning

OX-ON Eyewash station m. 2 x 500 ml flaskor med ögonkopp ger dig optimal hjälp om du får damm eller andra främmande föremål i ögat. Denna ögonskölj innehåller 0,9 % steril natriumklorid (samma saltlösning som i det mänskliga ögat) och har en ergonomisk ögonkopp. Flaskan öppnas lätt och kan hanteras med en hand. Vätskeflödet är effektivt och säkerställer att ögat sköljs lugnt och noggrant. Hållbarheten är 5 år. Innehåll: 91196 OX-ON Eyewash 500 ml med ögonkopp.



Produktspecifikationer

| | |
|-------------------------------|--|
| Artikelbenämning | Första hjälpen-station |
| Varumärke | OX-ON |
| Undervarumärke | Comfort |
| Funktioner | Steril |
| Märkningar | CE. |
| CE-kategori | CAT I |
| Produkt- eller teststandarder | EN ISO 13688:2013, EN ISO 139821+A1:2010, EN 14325:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018 |

Förpackning

| Enhet | Innehåll | Längd | Bredd | Höjd | EAN |
|-------|----------|-------|-------|-------|---------------|
| krt | 10 st | 45 cm | 55 cm | 20 cm | 5713279931979 |
| st | 1 st | | | | 5713279921970 |



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.